

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsd3B2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P26439

Número de artículo: CM0023541

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSD3B2 humano, validado para transferencia Western (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Detecta HSD3B2 humano y de ratón. Ideal para la investigación sobre esteroidogénesis, biosíntesis de hormonas y trastornos endocrinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSD3B2 Rabbit pAb
Alias	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
Especie	Humano
ID de Gen	3284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-287 de HSD3B2 humano (NP_000189.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicaciones	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
Acceso UniProt	P26439
Peso Molecular	42kDa
Envío	Bolsa de hielo