


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsf1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q00613

Número de artículo: CM0004834



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HSF1 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de respuesta al choque térmico y transcripción. SWISS: Q00613.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSTF1; HSF1
Especie	Humano
GeneID	3297
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 429-530 del HSF1 humano (NP_005517.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo