


Anti-Hsf2 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q03933

Número de artículo: CM0021852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HSF2 humano (Factor de proteína de choque térmico 2). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de respuesta al estrés y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSF 2; HSTF 2; HSF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3298
GeneID	3298
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-215 del HSF2 humano (Q03933).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03933
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo