


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsl Para Wb Y Elisa - Q05469

Número de artículo: CM0020663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSL para aplicaciones de WB y ELISA, reactivo con HSL humano, de ratón y de rata. La lipasa sensible a hormonas (HSL) desempeña un papel clave en el metabolismo lipídico al hidrolizar triglicéridos y ésteres de colesterol. Ideal para estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSL pAb de conejo
Observaciones/alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3991
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1000 de LIPE humano (NP_005348.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q05469
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo