


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsl/Lipe Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

Número de artículo: CM0007105



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HSL/LIPE humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigaciones sobre metabolismo de lípidos, lipasa sensible a hormonas y esteroidogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSL/LIPE mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3991
ID de Gen	3991
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 901-1000 del HSL/LIPE humano (NP_005348.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo