

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp105/Hsph1 Para Wb Y Elisa - Q92598

Número de artículo: CM0009943



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a la proteína de choque térmico humana de 105 kDa (HSP105/HSPH1), adecuado para Western Blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre respuesta al estrés y plegamiento proteico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSP105/HSPH1 mAb de conejo
Notas/Alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10808
GeneID	10808
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la proteína HSP105/HSPH1 humana (Q92598)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92598
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo