

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsp105/Hsph1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92598

Número de artículo: CM0030439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HSP105/HSPH1 humano (HSP105A/B, NY-CO-25). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad en humano, ratón, rata. Ideal para investigación de respuesta al estrés y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HSP105/HSPH1
Observaciones/Alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	10808
ID del Gen	10808
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92598
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo