


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp20/Hspb6 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14558

Número de artículo: CM0011233



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HSP20/HSPB6 humano (O14558), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación de la función de chaperona molecular, la respuesta al estrés y la cardioprotección.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | HSP20/HSPB6 mAb de Conejo                                                                                             |
| Observaciones/Alias | HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 126393                                                                                                                |
| GeneID              | 126393                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 del HSP20/HSPB6 humano (O14558) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                   |
| SWISS               | O14558                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 17kDa                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                        |