


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsp20/Hspb6 Para Wb, Elisa - O14558

Número de artículo: CM0029088



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HSP20/HSPB6 humana (Hsp20, HEL55), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la función de chaperona molecular, la contractilidad cardíaca y las vías de respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSP20/HSPB6 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	126393
GeneID	126393
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de HSP20/HSPB6 humana (NP_653218.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O14558
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo