


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hsp27/Hspb1 Para Wb - P04792

Número de artículo: CM0003964



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HSP27/HSPB1 (P04792). Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en respuesta al estrés, chaperonas y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSP27/HSPB1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3315
ID del Gen	3315
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo