


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp27/Hspb1 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

Número de artículo: CM0009649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra HSP27/HSPB1 humano, adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Herramienta fiable para estudiar la función de chaperona molecular, la respuesta al estrés y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] HSP27/HSPB1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102
Especie	Humano
GenelD (humano)	3315
GenelD	3315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de HSP27/HSPB1 humano (NP_001531.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo