

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp40 Para Wb, Fc, Elisa - P25685

Número de artículo: CM0004240



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento dirigido a HSP40/DNAJB1 humano para WB, FC intracelular y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de chaperonas, choque térmico e interacción con HSC70.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-HSP40
Observaciones/Alias	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; homólogo de dnaJ miembro de la subfamilia B 1; HSP40
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3337
ID del Gen	3337
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 241-340 de DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25685
Peso Molecular de la Proteína	27kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo