

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hsp47/Serpinh1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50454

Número de artículo: CM0003359

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HSP47/SERPINH1 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Dirigido a la chaperona de colágeno serpina H1 para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo HSP47/SERPINH1
Observaciones/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	871
GeneID	871
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 319-418 de HSP47/SERPINH1 humano (P50454).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50454
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo