

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsp47/Serpinh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50454

Número de artículo: CM0014979

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HSP47 humano (SERPINH1, P50454) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta HSP47 endógeno en muestras humanas y de ratón; ideal para estudios de chaperonas de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSP47/SERPINH1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	871
GenelD	871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 139-418 de HSP47/SERPINH1 humano (NP_001226.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50454
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo