


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hsp60/Hspd1 (Mab De Conejo) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10809

Número de artículo: CM0003113



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HSP60/HSPD1 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón, rata y trigo; se dirige a la chaperonina mitocondrial HSP60 (61 kDa) para la investigación del plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HSP60/HSPD1
Observaciones/Alias	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3329
GeneID	3329
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, trigo
SWISS	P10809
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo