


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsp60/Hspd1 Para Wb - P10809

Número de artículo: CM0015405



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HSP60/HSPD1 humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de chaperonas mitocondriales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | HSP60/HSPD1 pAb de conejo                                                                                                               |
| Observaciones/alias | HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1                                                                   |
| Especie             | Humana                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 3329                                                                                                                                    |
| GeneID              | 3329                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-240 de HSP60/HSPD1 humana (NP_002147.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón, rata                                                                                                                     |
| SWISS               | P10809                                                                                                                                  |
| Peso molecular      | 61 kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |