

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hsp70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Número de artículo: CM0006886



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra HSP70 humano (HSPA1A/HSPA1B). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata, trigo y maíz. Inmunógeno: aminoácidos 500-600 de HSP70.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	HSP70 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
Especie	Humano
GeneID	3303/3304
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-600 de HSP70 humano. (NP_005336.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Trigo, Maíz
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso Proteico	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo