

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hsp70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Número de artículo: CM0002761



Introducción

Anticuerpo monoclonal monoclonal recombinante de conejo dirigido a la HSP70 humana (HSPA1A/HSPA1B). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de funciones de chaperonas, respuesta al estrés y vías de control de calidad de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSP70 mAb de conejo
Observaciones/Alias	HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3303/3304
GeneID	3303/3304
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de la HSP70 humana (NP_005336.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo