

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hsp70/Hspa1A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

Número de artículo: CM0014129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSP70 humano (HSPA1A), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la chaperona molecular clave involucrada en la respuesta al estrés y el plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSP70 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70i; HSP72; HSPA1; HSP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3303/3304
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 del HSP70/HSPA1 humano (NP_005336.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso Proteico	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo