


Anticuerpo Policlonal Anti-Hsp90B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Número de artículo: CM0024163



Introducción

Hsp90β Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la HSP90-beta humana (P08238), reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización mediada por chaperonas y las respuestas al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Hsp90β Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3326
GeneID	3326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la Hsp90β humana (NP_031381.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08238
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo