

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hspa12A Para Wb Y Elisa - O43301

Número de artículo: CM0003652

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HSPA12A humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta HSPA12A endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio del tráfico mediado por SORL1 y la respuesta al choque térmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSPA12A mAb de conejo
Observaciones/Alias	HSPA12A ; HSPA12A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259217
GeneID	259217
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 50 y 150 de HSPA12A humano (O43301).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43301
Peso Molecular	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo