

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspa14 Para Wb, Elisa - Q0Vdf9

Número de artículo: CM0029354

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSPA14 humana, validado para WB y ELISA; reacciona cruzada con ratón. Para estudios de complejo asociado al ribosoma y plegamiento de proteínas. Pedido desde CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSPA14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	51182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-509 de la HSPA14 humana (NP_057383.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q0VDF9
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo