

Anticuerpo Policlonico Anti-Hspa1L Para Wb - P34931

Número de artículo: CM0018908



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-HSPA1L para WB y ELISA, que reconoce HSPA1L humano y de ratón. Ideal para el estudio de las funciones de chaperonas moleculares, control de calidad de proteínas y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSPA1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3305
GeneID	3305
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 342-641 de la HSPA1L humana (NP_005518.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P34931
Peso Molecular	70kDa
Envío	Bolsa de hielo