


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspa2 - P54652

Número de artículo: CM0028942



Introducción

HSPA2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal obtenido de conejo, validado para Western Blot (WB), IF/ICC y ELISA. Reacciona con HSPA2 humano, de ratón y de rata, una proteína de choque térmico involucrada en funciones chaperonas, control de calidad de proteínas y espermatogénesis. Ideal para estudios de respuesta al estrés y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSPA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3306
GeneID	3306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-639 de HSPA2 humano (NP_068814.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54652
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo