

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hspa4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P34932

Número de artículo: CM0002807

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra HSPA4 humano (proteína 4 de choque térmico de 70 kDa). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de respuesta al estrés y plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSPA4 mAb de Conejo
Observaciones/Alías	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3308
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de HSPA4 humano (P34932).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34932
Peso Proteico	94 kDa
Envío	Bolsa de hielo