

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspa4 Para Wb, Elisa - P34932

Número de artículo: CM0023863

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSPA4 humano (proteína de choque térmico de 70 kDa 4, APG-2). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la biología del estrés y la investigación de chaperonas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | HSPA4 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 3308                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 680-840 de HSPA4 humano (NP_002145.3). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P34932                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 94kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |