

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspa6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17066

Número de artículo: CM0028779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSPA6 validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar las funciones de las chaperonas de la familia de proteínas de choque térmico 70 y las vías de respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSPA6 Rabbit pAb
Notas / Alias	HSP70B', HSPA6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3310
ID de gen	3310
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 474-643 de la HSPA6 humana (NP_002146.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17066
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo