

## Anticuerpo Policlonal Anti-Hspb7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby9

Número de artículo: CM0021564



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana HSPB7 (cvHSP), adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Compatible con la investigación cardiovascular y de respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo HSPB7                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias           | cvHSP; HSPB7                                                                                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| ID del Gen (Humano)           | 27129                                                                                                                               |
| ID del Gen                    | 27129                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de la HSPB7 humana (NP_055239.1) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS                         | Q9UBY9                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 19kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |