

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hspb8/Hsp22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy1

Número de artículo: CM0002046



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra HSPB8/HSP22 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de autofagia asistida por chaperonas y enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSPB8/HSP22 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; CRYAC; HSPB8/HSP22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26353
GeneID	26353
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HSPB8/HSP22 humano (Q9UJY1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJY1
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo