

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hspb8/Hsp22 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Número de artículo: CM0011577



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-HSPB8/HSP22 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Se dirige a HSPB8 humano; reacciona de forma cruzada con ratón, rata, mono. Adecuado para la investigación del control de calidad de proteínas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | HSPB8/HSP22 mAb de Conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 26353                                                                                                                                  |
| GeneID              | 26353                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-196 de HSPB8/HSP22 humano (NP_055180.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Mono                                                                                                              |
| SWISS               | Q9UJY1                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |