

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspb8/Hsp22 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Número de artículo: CM0020591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSPB8/HSP22 (H11, HMN2, CMT2L) humano validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del control de calidad de proteínas, biología muscular y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSPB8/HSP22 Rabbit pAb
Notas/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26353
GeneID	26353
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-196 de HSPB8/HSP22 humano (NP_055180.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJY1
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo