


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61604

Número de artículo: CM0011601



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra HSPE1 humano (HSP10/CPN10) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de chaperonas mitocondriales y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra HSPE1/HSP10/CPN10
Observaciones/Alias	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3336
ID del Gen	3336
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-150 de HSPE1/HSP10/CPN10 humano (P61604)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61604
Peso de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo