

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htr1B Para Wb, Elisa - P28222

Número de artículo: CM0019137



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor humano HTR1B (receptor de serotonina 5-HT1B), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia y señalización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HTR1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3351
ID del gen	3351
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-390 del HTR1B humano (P28222).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28222
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo