


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htr2A Para Wb, If/Icc, Icc - P28223

Número de artículo: CM0023692



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HTR2A humano (receptor de serotonina 5-HT2A). Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en neurociencia y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HTR2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTR2; 5-HT2A; HTR2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3356
GeneID	3356
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HTR2A humano (NP_000612.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P28223
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo