


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htr2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P41595

Número de artículo: CM0026316



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el receptor de serotonina 2B humano (HTR2B), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de RCPG, neurobiología y desarrollo cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	HTR2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3357
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 382-481 del HTR2B humano (NP_000858.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41595
Peso Proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo