

## Anticuerpo Policlonal Anti-Htr2C (5-Ht2C) Para Wb, Elisa - P28335

Número de artículo: CM0016486



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HTR2C humano (receptor de serotonina 5-HT2C), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; inmunógeno localizado en los aminoácidos 120-220. Ideal para investigación en neurofarmacología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-HTR2C                                                          |
| Observaciones/Alias | HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C                                     |
| Especie             | Humano                                                                            |
| GeneID (humano)     | 3358                                                                              |
| GeneID              | 3358                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético dentro de los aminoácidos 120-220 de HTR2C humano (NP_000859.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                               |
| SWISS               | P28335                                                                            |
| Peso de la proteína | 52 kDa                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                    |