


Anticuerpo Monoclonal Anti-Htr3A Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P46098

Número de artículo: CM0007026



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-HTR3A de conejo validado para western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta el receptor de serotonina 3A en muestras humanas, de ratón y de rata; ideal para estudios de neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HTR3A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3359
GeneID	3359
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46098
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo