


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htr3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46098

Número de artículo: CM0030139



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HTR3A humano (receptor 5-HT3), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar canales iónicos regulados por serotonina en la señalización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HTR3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3359
ID de Gen	3359
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46098
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo