

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htr4 Para Wb, Elisa - Q13639

Número de artículo: CM0025207



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al receptor de serotonina 4 humano (HTR4). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de neurociencia, cardiovascular y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HTR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3360
GeneID	3360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-384 del HTR4 humano (NP_000861.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13639
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo