


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Htra2 Para Wb, Elisa - O43464

Número de artículo: CM0011282



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HTRA2 de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce HTRA2 humano, de ratón y de rata (~49 kDa). Ideal para investigaciones sobre apoptosis, neurodegeneración y enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo HTRA2
Observaciones/Alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Especie	Humano
ID del gen	27429
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de HTRA2 humano (O43464)
Fuente	V
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43464
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo