


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Htra2 Para Wb, Ihc-P, Ip Y Elisa - O43464

Número de artículo: CM0014230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la serina proteasa HTRA2 humana (OMI/PARK13), adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudios sobre apoptosis y enfermedad de Parkinson. Uniprot O43464.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HTRA2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Especie	Humana
GeneID (humano)	27429
GeneID	27429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 334-458 de HTRA2 humana (NP_037379.1)
Fuente	ConEjo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O43464
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo