

Anticuerpo Monoclonal Anti-Agtr2 Humano Para Citometría De Flujo - P50052

Número de artículo: CM0010704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra AGTR2 humano (receptor AT2) para citometría de flujo. Adecuado para investigación cardiovascular y de señalización celular. Reacciona de forma cruzada con AGTR2 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human AGTR2 mAb
Observaciones/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	186
GeneID	186
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-45 de AGTR2 humano (NP_000677.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P50052
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo