

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano B7-H2/Cd275 (Icosl) () Para Citometría De Flujo - O75144

Número de artículo: CM0004414



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra B7-H2/CD275 (ligando de ICOS) humano, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de costimulación de linfocitos T y puntos de control inmunitarios. Reactivo contra humanos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb Conejo anti-Humano B7-H2/CD275                                 |
| Observaciones/Alias | B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L |
| Especie             | Humano                                                             |
| GeneID (Humano)     | 23308                                                              |
| GeneID              | 23308                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                              |
| Origen              | Conejo                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                           |
| Aplicación          | FC                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano                                                             |
| SWISS               | O75144                                                             |
| Peso de la proteína | 20kDa/33kDa34kDa                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                     |