

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano B7-H2/Cd275 Para Fc - O75144

Número de artículo: CM0008633



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra B7-H2/CD275 humano (ICOSLG), validado para citometría de flujo. Adecuado para la costimulación de células T y la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano B7-H2/CD275 mAb
Observaciones/Alias	ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; ligando ICOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-256 de B7-H2/CD275 humano (NP_056074.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso Proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo