


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd100/Sema4D () Para If/Icc Y Fc - Q92854

Número de artículo: CM0010698



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la Semaforina-4D humana (CD100/SEMA4D) para aplicaciones de inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Este anticuerpo reconoce la SEMA4D humana, un receptor de superficie celular que regula el desarrollo neuronal y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano CD100/SEMA4D
Observaciones/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10507
GenelD	10507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-734 de la Semaforina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso Molecular de la Proteína	82kDa/96kDa
Envío	Bolsa de hielo