


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd105/Endoglina Para Citometría De Flujo - P17813

Número de artículo: CM0009725



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD105/Endoglina conjugado con para citometría de flujo directa. Se dirige al dominio extracelular, permitiendo la detección de células endoteliales en estudios de angiogénesis, señalización de TGF-beta y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD105/Endoglina
Observaciones/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglina
Especie	humano
GeneID (humano)	2022
GeneID	2022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-337 de la CD105/Endoglina humana (NP_001108225.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17813
Peso Proteico	67kDa/70kDa
Envío	Bolsa de hielo