

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd116 Humano () Para Citometría De Flujo - P15509

Número de artículo: CM0010286



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD116 humano (receptor alfa de GM-CSF) conjugado con para citometría de flujo. Dirigido contra CSF2RA, involucrado en la proliferación y diferenciación de células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD116 humano de conejo
Observaciones/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-320 de la CD116 humana (NP_006131.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo