

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd116 Humano Para Citometría De Flujo - P15509

Número de artículo: CM0007733



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD116 humano (CSF2RA/GM-CSFR α). Validado para citometría de flujo, adecuado para estudiar la proliferación y diferenciación de células hematopoyéticas. SWISS: P15509.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD116 humano
Observaciones/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-320 del CD116 humano (NP_006131.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso proteico	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
Envío	Bolsa de hielo