

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd117/C-Kit Humano Para Citometría De Flujo - P10721

Número de artículo: CM0012391



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD117/c-Kit humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación de células madre hematopoyéticas y mastocitos, y aplicaciones en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-CD117/c-Kit Humano
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-520 de CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Molecular	110kDa
Envío	Bolsa de hielo