

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11B Humano Para Fc - P11215

Número de artículo: CM0008115



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra el CD11b humano (Integrina alfa-M, Mac-1) validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar funciones del receptor del complemento, adhesión de neutrófilos y biología de monocitos/macrófagos. SWISS: P11215.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD11b Humano
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
GeneID (humano)	3684
GeneID	3684
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintetizado derivado del CD11b humano)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo